

前処理用試薬・洗浄剤

P/N	品名	容量	価格(円)	主な用途
OT-1	Descalar-1000(劇)	500ml	15,000	ガスクロマトグラフ流路、カラムなどのステンレス洗浄剤
		18L	70,000	
OT-2	Hexamethyldisilazane(HMDS)	25g	20,000	担体シラン処理剤
OT-3	Trimethylsilylethers Kit (容量比 HMDS:TMCS:Pyridine=2:1:10)	1ml x 10	17,000	TMCS化剤 (前処理試薬) (操作が簡単で短時間で処理が終わる)
OT-4	Dimethyldichlorosilane(DMCS)	25g	17,000	担体シラン処理剤
OT-5	Trimethylchlorosilane(TMCS)	20ml	17,000	主に他のTMS化剤と併用される補助試薬
OT-6	Bis-(Trimethylsilyl)Acetamide(BSA)	1ml x 10	29,000	広範囲に使用できるTMCS化剤 (前処理試薬)
OT-7	<i>N</i> - Trimethylsilylimidazole	1ml x 10	27,000	TMCS化剤 (前処理試薬)
OT-8	<i>N,O</i> -Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide(BSTFA)	0.5ml x 10	27,000	TMCS化剤 (前処理試薬)
OT-9	Standard Solution for Anaerob Identification(VFA)	2.5ml x 2	17,000	嫌気性菌同定用標準試薬
OT-10	Standard Solution for Anaerob Identification(NVFA)	2.5ml x 2	17,000	嫌気性菌同定用標準試薬