

SHINWA

FRESH FLASH

INFORMATION

VOL.29, AUG.1995

LC


あなたの開発のための地図 (MAP) は正確ですか？

MAP (Micro, Analytical, Preparative)

目的地への確かな道を示す MAP

ULTRON VX シリーズ

いつでも、どこでも再現性の良いデータが得られるカラム ULTRON VX シリーズは、共通のシリカゲル基材を用い、優れた合成技術により、長期に亘って安定した品質を供給できる事を基本姿勢としています。この優れた合成技術と高度な充填技術が、ダウンサイジングのマイクロカラムからダウンストリームプロセッシングへの第一歩であるプレパラティブカラムまでの対応を可能にしました。あなたの開発のための MAP ULTRON VX シリーズ！




Chromato Packings Center は信和化工株式会社の登録商標です。



Chromato Packings Center
信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地
電話 075-621-2360
FAX 075-602-2660
e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

Standard Chromatogram with Preparative Column



Naphthalene

Conditions
 Column : ULTRON VX-ODS
 Column Size : 250mm × 50.0mm I.D.
 Mobile Phase : CH₃OH/H₂O=85/15
 Flow Rate : 60 ml/min
 Detection : UV-254nm, 0.16AUFS
 Temperature : ambient
 Pressure : 17 MPa

ピーク形状のくずれがちな
 分取カラムも分析カラム同様の
 美しいクロマトグラムが得られます！

ULTRON VX シリーズ

カラム	粒子径	カラムサイズ*	価格(円)	カラム	粒子径	カラムサイズ*	価格(円)
-----	-----	---------	-------	-----	-----	---------	-------

Micro

VX-ODS	5 μm	150 × 1.0	60,000	VX-SIL	5 μm	150 × 1.0	60,000
VX-ODS	5 μm	250 × 1.0	66,000	VX-SIL	5 μm	250 × 1.0	66,000
VX-ODS	5 μm	150 × 2.0	55,000	VX-SIL	5 μm	150 × 2.0	55,000
VX-ODS	5 μm	250 × 2.0	60,000	VX-SIL	5 μm	250 × 2.0	60,000

Analytical

VX-ODS	5 μm	150 × 4.6	36,000	VX-SIL	5 μm	150 × 4.6	34,000
VX-ODS	5 μm	250 × 4.6	41,000	VX-SIL	10 μm	250 × 4.6	39,000
VX-ODS	5 μm	150 × 6.0	45,000	VX-SIL	10 μm	150 × 6.0	43,000
VX-ODS	10 μm	150 × 4.6	34,000	VX-SIL	10 μm	150 × 4.6	32,000
VX-ODS	10 μm	250 × 4.6	39,000	VX-SIL	15 μm	250 × 4.6	37,000
VX-ODS	10 μm	150 × 6.0	43,000	VX-SIL	15 μm	150 × 6.0	41,000
VX-ODS	15 μm	250 × 4.6	28,000	VX-SIL	15 μm	250 × 4.6	26,000

Preparative

VX-ODS	5 μm	250 × 20.0	260,000	VX-SIL	5 μm	250 × 20.0	260,000
VX-ODS	10 μm	250 × 20.0	260,000	VX-SIL	10 μm	250 × 20.0	240,000
VX-ODS	10 μm	250 × 30.0	600,000	VX-SIL	10 μm	250 × 30.0	520,000
VX-ODS	10 μm	250 × 50.0		VX-SIL	10 μm	250 × 50.0	
VX-ODS	15 μm	250 × 20.0	240,000	VX-SIL	15 μm	250 × 20.0	220,000
VX-ODS	15 μm	250 × 30.0	550,000	VX-SIL	15 μm	250 × 30.0	480,000
VX-ODS	15 μm	250 × 50.0		VX-SIL	15 μm	250 × 50.0	

については、お問い合わせください。

仕様及び価格は改良のため予告なく変更させていただくことがございます。予めご了承下さい。

発売元

取扱店

 **島津GLCセンター**
 SHIMADZU GOOD LABORATORY COMPONENT CENTER

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-16-10 島津神田ビル3F
 TEL 03-3233-0321 FAX 03-3233-0325

〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル14F
 TEL 06-6371-5278 FAX 06-6372-2600

