

SHINWA EXPRESS *Information*

2014
September

VOL. A05

Shinwasorb

For Gas Chromatography

ご好評いただいておりますShinwasorbに80/100メッシュがラインナップに加わり
ました。

Shinwasorb 80/100メッシュは、従来ラインナップの40/60、60/80メッシュより
さらに高分離度が得られます。これまでご使用の珪藻土担体100/120メッシュからの
置き換えが容易になりました。この機会に是非お試し下さい。

※ Shinwasorbとは、信和化工が開発した全く新しいガスクロマトグラフィー用
多孔質シリカです。

Shinwasorb の特長

- 化学合成品担体のため、ロット間のばらつきがありません
- 微細孔が非常に少なく、成分の吸着がほぼ皆無です
- 吸着、分解の原因となる重金属等を含みません

■ Shinwasorb 担体価格 ■

品名	容量	価格
Shinwasorb-U 40/60	25 g	7,600円
Shinwasorb-S 40/60	25 g	8,800円
Shinwasorb-U 60/80	25 g	9,200円
Shinwasorb-S 60/80	25 g	10,600円
Shinwasorb-U 80/100	25 g	12,400円
Shinwasorb-S 80/100	25 g	14,000円


※担体のみの販売は致しておりません。分配剤・充填カラムとしてご用命ください。



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660
E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
URL: http://shinwa-cpc.co.jp/

■ Shinwasorb 80/100を用いた空気中の有機溶剤の測定



■ 充填剤の仕様と価格 ■

品名	容量	価格
10% SBS-200 Shinwasorb-S 80/100	25 g	21,900円

■ パックドカラムの仕様と価格 ■

品名	材質	サイズ	価格
10% SBS-200 Shinwasorb-S 80/100	GC2014用 ガラス	3.1 m x 3.2 mm I.D.	52,300円

GC2014用以外のガラスカラムおよび、他社機種のカラムにつきましては、別途料金になります。
 上記価格は2014年9月26日時点での価格になります。
 価格または分析相談につきましては、お問い合わせ下さい。

分析に関するご相談も承ります。

仕様及び価格は予告なしに変更をさせていただくことがございます。予めご了承ください。