

# 高速液体クロマトグラフィー用 ガードカラム

## 取扱説明書

### 1. はじめに

この度は高速液体クロマトグラフィー用ガードカラムをお買い上げ頂きありがとうございます。

このガードカラムには各種官能基の充填剤を充填しています。高速液体クロマトグラフィー用ガードカラムの性能を長期間維持して頂くために下記の注意事項をよくお読み頂いたうえて、ご使用下さいますようお願い致します。

### 2. 使用上の注意点

- ・分析カラムと同じ官能基のガードカラムをご使用ください。
- ・通液は矢印の方向に行ってください。
- ・分析カラムの取扱説明書もご参照ください。
- ・ガードカラムは早めに交換することをおすすめいたします。
- ・外観及び仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ガードカラムは厳しい品質管理のもとで製造、検査、梱包、出荷を行っておりますが、万一不具合がございましたら現品受取後14日以内に弊社までご連絡下さい。但し、寿命に関する事項や取扱い注意事項に従わないで使用し、劣化したものにつきましては保証いたしかねます。



50-2 Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 JAPAN

TEL 075-621-2360 URL <https://shinwa-cpc.co.jp>