

## 専用カラム

液相名	内径 (mm)	長さ (m)	価格(円)	用途
<b>ALPhen</b> 160℃	0.20	50	<b>108,000</b>	アルキルフェノール
	0.32	50	<b>132,000</b>	
<b>DMN 267</b> 160℃	0.20	50	<b>198,000</b>	ジメチルナフタレン (2,6-DMNと2,7-DMNの分離)
<b>PLC</b> 160℃	0.25	50	<b>180,000</b>	ジメチルナフタレン全異性体の分離
<b>Xylene Master</b> 160℃	0.32	50	<b>198,000</b>	キシレンの異性体の分離
<b>Thermon-600T</b> 230℃	0.25	25	<b>69,000</b>	精油、香料
	0.25	30	<b>77,000</b>	
	0.25	50	<b>126,000</b>	
<b>Thermon-3000B</b> 220℃	0.25	25	<b>69,000</b>	高級脂肪酸メチルエステル
	0.25	30	<b>77,000</b>	
	0.25	50	<b>126,000</b>	
<b>Thermon-1000</b> 220℃	0.25	25	<b>69,000</b>	一般分析
	0.25	30	<b>77,000</b>	
	0.25	50	<b>126,000</b>	
<b>Advance-DS</b> 220℃	0.25	25	<b>69,000</b>	脂肪酸メチルエステル
	0.25	30	<b>77,000</b>	
	0.25	50	<b>126,000</b>	

## ULBON ALPhen

品名	内径(mm)	長さ(m)	価格(円)
<b>ALPhen</b>	0.20	50	<b>108,000</b>
160℃	0.32	50	<b>132,000</b>

## ULBON DMN267

品名	内径(mm)	長さ(m)	価格(円)
<b>DMN267</b> (160°C)	0.20	50	<b>198,000</b>

## ULBON PLC

品名	内径(mm)	長さ(m)	価格(円)
<b>PLC</b>	0.25	50	<b>180,000</b>

## ULBON Xylene Master

品名	内径(mm)	長さ(m)	価格(円)
<b>Xylene Master</b> 160°C	0.32	50	<b>198,000</b>