

SHINWA EXPRESS

便利グッズ！

96ウェルプレート用 分注ツール

No. 10003


アドレスプレート (意匠登録済)

96ウェルプレートのウェル底にアドレスを表示させて手動分注をサポートします。


特 長

- アドレスプレートに 96 ウェルプレートを重ねて使用します。ウェル底にアドレスが明確に写し出されますので、測定溶液を同一ウェルに分注してしまうといったミスを防止できます。
- アドレスプレートの材質は、アクリル樹脂製です。特殊印字を施していますので、丈夫で長持ちいたします。

サンプルウェル I (タイプU)




アドレスプレート



96ウェルプレートにアドレスプレートを装着

拡大



価 格

品 名	価 格
アドレスプレート 1枚 + サンプルウェル I (タイプU) 100枚	36,000円
アドレスプレート 1枚	お問合せ下さい

(ご注意) アドレスプレートはマイクロプレート丸底タイプ専用です。V底タイプには使用できません。
仕様及び価格は改良のため予告なく変更させていただくことがございます。予めご了承下さい。



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町 50番地 2
TEL 075-621-2360 FAX 075-602-2660
e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
U R L : <http://shinwa-cpc.co.jp/>

BN1007A