

SHINWA

FRESH FLASH

INFORMATION


VOL.35, APR.1999

LC

LC / MS用光学異性体分離セミマイクロカラム

ULTRON ES-PhCD

ヒト尿中覚せい剤、メタンフェタミン (MA) 及びその代謝物アンフェタミン (AP) に優れた光学認識能を発揮します。




Chromato Packings Center は信和化工株式会社の登録商標です。



Chromato Packings Center
信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地
電話 075-621-2360
FAX 075-602-2660
e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

セミマイクロHPLCを用いたカラムスイッチング法とESI-MSを組み合わせた分析法は、鑑定分析に大変有効な方法です。



(資料ご提供：大阪府警察本部科学捜査研究所)

参考文献

1. M. Katagi et al., Jpn. J. Toxicol, Environ. Health 44(2) (1998) 107.
2. M. Katagi et al., J.Chromatogr. B 676 (1996) 35.

◆仕様と価格

カラム	粒子径 (μm)	カラムサイズ (mm)	価格 (円)
ULTRON ES-CD	5	150 × 2.0	128,000
ULTRON ES-CD	5	150 × 6.0	110,000
ULTRON ES-CD.G	5	10 × 4.0	30,000
ULTRON ES-PhCD	5	150 × 2.0	138,000
ULTRON ES-PhCD	5	150 × 6.0	120,000
ULTRON ES-PhCD.G	5	10 × 4.0	30,000

仕様及び価格は改良のため予告なく変更させていただくことがございます。予めご了承下さい。

発売元

取扱店

 **島津GLCセンター**
SHIMADZU GOOD LABORATORY COMPONENT CENTER

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-16-10 島津神田司ビル3F
TEL 03-3233-0321 FAX 03-3233-0325

〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル14F
TEL 06-6371-5278 FAX 06-6372-2600

