

SHINWA EXPRESS

No. 10001


試料濃縮用注射針 アルコール濃縮用

NeedEx


Needle Extraction

NeedExシリーズに、アルコール濃縮用が加わりました。メタノール、エタノール等の低級アルコールのほか、アセトン、アセトアルデヒド等の低沸点物を50倍以上に濃縮することが可能です。

ワインのヘッドスペースガス① (パッドカラム分析)



ワインのヘッドスペースガス ② (キャピラリーカラム分析)



価格表

P/N	品名	入数	価格
501-150	NeedlEx アルコール濃縮用	3本入	22,000円



アクセサリ



北川式ガス採取器

P/N	品名	価格
501-210	北川式ガス採取器 AP-20 (試料採取量 50, 100 mL用)	20,000円
501-220	北川式ガス採取器 AP-20N (試料採取量 10, 50, 100 mL用)	24,000円
008025	SGE ルアーロック型 ガスタイトシリンジ 1 mL	8,400円

仕様及び価格は改良のため予告なく変更させていただくことがございます。予めご了承下さい。

発売元



島津ジーエルシー

取扱店

株式会社島津ジーエルシー

東日本営業部

〒110-0016 東京都台東区台東2-7-1 安藤ビル3F

TEL 03-5812-3821 FAX 03-5812-3827

西日本営業部

〒530-0038 大阪府北区紅梅町6-20 倉橋ビル4F

TEL 06-6242-2620 FAX 06-6357-0760